

GOODBYE OJERAS

Borrar el cansancio y la tristeza que las ojeras dibujan en tu mirada es de lo más solicitado en las clínicas de medicina estética. Los laboratorios TEOXANE tienen la solución.

Dicen que los ojos son el espejo del alma. Y una mirada ensombrecida por las ojeras pierde brillo y aporta a tu piel un aspecto cansado, apagado... Te suena, ¿verdad? Según un estudio de Arcane Research, a partir de los 30 años, el 50% de las mujeres se queja de la presencia de ojeras bajo sus ojos. El estrés, el estilo de vida, la alimentación, factores hereditarios... se conjuran para envejecer tu aspecto. "La primera zona facial que pierde su volumen, en cuanto a compartimentos grasos, es la ojera. Por encima de los 30 años somos todos ojerosos", advierte Laura Cubells, médico dermatóloga y estética y directora médica de la Clínica Alejandría (Valencia).

CÓMO ACABAR CON ELLAS

Si en tu caso suponen un impacto negativo sobre tu expresión y transmiten tristeza, agotamiento... tu médico estético puede ayudarte. Hay una solución sencilla y eficaz: "Redensity II, de los Laboratorios TEOXANE, el único relleno de ácido hialurónico específicamente diseñado para el tratamiento de la ojera", explica la doctora Cristina Eguren, dermatóloga y directora médica de la Clínica Eguren (Madrid).

El ácido hialurónico es un componente natural que retiene la humedad de la piel manteniéndola firme, suave y flexible. Con la edad, su producción disminuye y la piel pierde volumen y se reseca volviéndose fina y frágil. Debajo de ella también se retraen otros tejidos. Esto hace que los signos de la edad sean más evidentes y las ojeras se vuelvan huecas y más visibles. Los Laboratorios TEOXANE llevan más de 10 años diseñando productos inyectables a base de ácido hialurónico.

Y su fórmula esconde más secretos: "Además de ácido hialurónico contiene un complejo dermorestructurante (aminoácidos, vitaminas, antioxidantes...) que mejora la calidad de la piel y también aclara su tono", añade la médica Laura Cubells. Su fórmula patentada 3 en 1 rellena los huecos de la ojera, revitaliza la piel y ofrece al paciente el confort que necesita durante el tratamiento (contiene lidocaína, un anestésico local).

LA MEJOR SOLUCIÓN MÉDICA


A la hora de tratar las ojeras, es imprescindible buscar una solución a medida: "Es una zona anatómica cerca de un órgano vital como es el

ojo, con una piel muy fina. Por eso es importante ponerse en manos de un buen médico que conozca la anatomía facial de la zona y que tenga experiencia en la realización del procedimiento", explica la doctora Eguren. "Por sus características fisiológicas es un espacio muy pequeño, con muy poca capacidad de absorber volumen, donde puedo colapsar o empeorar el drenaje linfático de forma muy fácil si no se trata adecuadamente", añade la doctora Cubells. Por todo ello, Redensity II es el producto más adecuado "porque se comporta de manera predecible, es decir, sabes que no va a retener agua y no se va a inflamar la zona", advierte Paloma Borregón, dermatóloga médico-quirúrgica y estética de Iván Malagón Clinic (Madrid).

Respecto a su aplicación, que se realiza mediante cánula o aguja, "es muy importante depositar el producto en un plano muy profundo. Por ejemplo, hay un efecto secundario, el efecto Tyndall, que, por la dispersión de la luz, hace que si el relleno es superficial se vea azulado", explica la doctora Borregón.

La sesión dura unos 20 minutos y la mejoría del volumen es inmediata. "Es de los rellenos que más duran. Con realizarlo una vez al año suele ser suficiente. Es de los

TEOXANE es el único laboratorio que ha desarrollado un producto específicamente diseñado para tratar la delicada zona de las ojeras. Son expertos en geles inyectables de ácido hialurónico.



tratamientos más solicitados entre pacientes jóvenes porque es muy agradecido. Resulta sencillo y rápido y sus resultados son visibles desde el primer momento", asegura Borregón. La dermatóloga Cristina Eguren añade que "la recuperación es rápida y la duración de los resultados es bastante prolongada, de unos 12 a incluso 24 meses, porque se trata de una zona poco móvil y por tanto el relleno tiende a degradarse más lentamente. La duración también dependerá del material que utilicemos".

¿Y cuándo hay que empezar a tratar las ojeras? Eguren recomienda "ponerse en manos de un buen médico que conozca la anatomía facial de la zona y actuar cuando empieza a marcarse, no cuando ya está muy hundida, pues se necesita menos material y se podrá prevenir un mayor hundimiento". "Si se tiene una predisposición genética es mejor tratarlo cuando se es más joven -explica la doctora Borregón-. De hecho, es de los trata-

mientos más pedidos entre pacientes jóvenes, porque transmite cansancio, tristeza, agotamiento...

Ahora que las mascarillas solo dejan al descubierto la parte superior de tu rostro y tus ojos son tu mejor tarjeta de presentación, combate las ojeras y bórralas de tu expresión. "Corregir la ojera, llevar a un punto neutro y equilibrar esa zona deprimida del rostro tiene un efecto de armonía, descanso y buena cara impresionante. El tratamiento de la ojera, cuando es necesario, aporta ese valor. No buscamos la perfección, sino la armonía", concluye Cubells. Sigue sus consejos, confía en tu médico estético y estrena mirada.



Laura Cubells

Médico dermatóloga y directora médica. CLÍNICA ALEJANDRÍA (VALENCIA)

"Debido a las características y peculiaridades de la ojera, necesitamos un ácido hialurónico que no tenga demasiada capacidad de captar agua, como Redensity II, de TEOXANE".



Cristina Eguren

Dermatóloga y directora médica. CLÍNICA EGUREN (MADRID)

"Usar un buen producto siempre es importante para un resultado óptimo, pero en la ojera esto se hace aún más relevante. Redensity II es el único relleno de ácido hialurónico creado específicamente para tratar esta zona".



Paloma Borregón

Dermatóloga médico-quirúrgica y estética. IVÁN MALAGÓN CLINIC (MADRID)

"Redensity II se comporta de una manera predecible. No retiene agua y no inflama la zona. Incluye una serie de péptidos que tratan, como ningún otro, la coloración oscura de las ojeras".

Localiza las clínicas más cercanas, avaladas por TEOXANE, donde realizarte el tratamiento de ojeras con ácido hialurónico en www.combatetusojeras.com